

Infectiepreventie

# Instructie rectumkweek

## Contactgegevens Alrijne Ziekenhuis

Alrijne Ziekenhuis Leiden  
Houtlaan 55  
2334 CK Leiden  
071 517 8178

Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp  
Simon Smitweg 1  
2353 GA Leiderdorp  
071 582 8282

Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn  
Meteoorlaan 4  
2401 WC Alphen aan den Rijn  
0172 467 467

Er is u, per brief, gevraagd om een kweek bij u zelf af te nemen. In deze folder vindt u de instructies.

## Kweekset

U heeft een kweekset ontvangen. De werkwijze leest u in deze folder.

In de (blauwe) retourenvelop vindt u:

- een plastic zakje,
- een wit velletje,
- een kweekset bestaande uit een wattenstokje en een kweekbuisje gevuld met kweekmedium (= voedingsbodem),
- een sticker met persoonsgegevens,
- een ingevuld formulier voor het laboratorium.



## Instructie

Open de verpakking van de kweekset.



Neem een kweek af van het rectum: steek de wattenstok voorzichtig in de anus (net zoals een koorts thermometer), haal deze eruit en controleer of er wat ontlasting op het wattenstokje is achtergebleven. Lukt dit niet? Doe dan in plaats van de rectumkweek de stok in een beetje ontlasting.



Draai dan de dop van het buisje en steek de wattenstok rin het buisje.


Breek de stok af op het gekleurde breekpunt en sluit het buisje goed.



Plak de sticker met persoonsgegevens op het buisje.



Rol het witte velletje om het kweekbuisje



Doe het kweekbuisje samen met het witte velletje in het plastic zakje. Verwijder de strip aan de bovenzijde en plak het zakje dicht.



Vul op het aanvraagformulier de datum van afname in. Gebruikt u antibiotica? Vul dan ook dat in.

Belangrijk: De kweek moet binnen 72 uur na afname op het laboratorium zijn.

		
<b>Afdeling Infectiepreventie</b> Simon Smits 1 2263 GA Leerdorp 071-5828093	<b>Arts-microbioloog</b> K. Heemstra 28581 M. Leendertse 28329 Afdelingsassistent K. Cohen 28093	<b>Deskundigen infectiepreventie</b> P. v. Diemen 28912 G. Lelieveld 28810 E. Ravensbergen 28693 K. de Vos 28719 G. Ziere 28227
<hr/>		
<b>Aanvraagformulier contact-/screeningsonderzoek</b>		

Stop het dichtgeplakte zakje samen met het aanvraagformulier in de blauwe retourenvelop en plak deze dicht. De retourenvelop kunt u in de brievenbus doen. Een postzegel is niet nodig.

**LET OP:** in verband met de bezorgdagen van de post op het laboratorium, verzoeken wij u dit pakket alleen retour te zenden op maandag t/m donderdag.



U kunt de retourenvelop ook op werkdagen bij ons inleveren:

- Alrijne Ziekenhuis Leiden, polilaboratorium, route 32, tussen 8.00 en 17.00 uur (dinsdag tot 20.00 uur).
- Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, polilaboratorium, route 130, tussen 7.30 en 16.30 uur.
- Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn, polilaboratorium, route 32, tussen 7.30 en 16.30 uur.